

Hat man dies versäumt, so besorge man es jedenfalls vor dem nächsten Gebrauch.

Es ist leicht, den Entwickler auf seine Sicherheit zu prüfen, man braucht nur den zum Gasometer leitenden Schlauch während der Sauerstoffentwicklung durch Knicken oder Zusammendrücken zu schliessen. Die Glocke hebt und senkt sich selbstthätig und lässt den Sauerstoff entweichen, so lange bis man den Schlauch wieder öffnet, oder bis der Kuchen kein Gas mehr abgibt.

