

Graphische Darstellung von Procentthermometern,

welche für Saccharometer gültig sind, die bei der Temperatur von 17.5 Celsius geaicht wurden.

Die einzelnen Grade der verschiedenen Procentthermometer entsprechen nebenstehenden Thermometergraden nach Celsius.
 Für jeden Grad über 0, bis zu welchem die Quecksilbersäule der Procentthermometer beim Einsetzen in eine warme Flüssigkeit steigt, ist ein Procent Zucker zu dem vom Saccharometer angezeigten Procentgehalt in Addition zu bringen, unterhalb 0 sind die vom Procentthermometer angezeigten Grade zu subtrahiren.

