

immer Proben davon, und
bestimmt dann die Größen
mit der Waage.

Diese Abtheilungen sind
von dem meist mit einander
vermischt, so dass man es
nicht mehr leicht für sich zu
halten gelineht.

Die Messungen werden
blut in einer Abtheilung
gebracht und in mittel, und
geringer getheilt, je nach
dem sie beim Verarbeiten
sind von oben oder unten,
sind zu vermeiden.

Das mittel von Oberfläch
aufaltunzug soll im Lant
von 2³/₄ Loth Silber und 35
20¹/₂ Loth Blei, und das geringe
von Unterfläch im Lant
2¹/₂ Loth Silber und 16¹/₂ Loth Blei.

Von diesen Messungen sind
von nach den Gröben des St
und somit anzuwenden