



Uranin K. E.  
0 : 100 : 100

Monobromfl. K. E.  
0 : 120 : 100

Eosin K. E.  
5 : 100 : 100

Erythrosin G. E.  
8 : 50 : 100

Äthylviolett K. E.  
30 : 15 : 100

Dicyanin K. E.  
175 : 75 : 100

Äthylrot G. E.  
F. 20 : 150 : 100

Pinaverdol G. E.  
F. 30 : 150 : 100

Pinachrom K. E.  
100 : 150 : 100

Pinachrom G. E.  
F. 200 : 300 : 100

Pinacyanol G. E.  
F. 150 : 120 : 100

Pinacyanol K. E.  
180 : 100 : 100

Isokol G. E.  
F. 100 : 120 : 100

Die mit F bezeichneten Zahlen entsprechen dem Farbenverhältnis, das sich bei der Aufnahme mit vorgeschaltetem Gelbfilter ergibt.